

POWER PACK PLUS

TEYDER®

Nº1 EN VENTAS



El más potente del mercado,
hasta 300 W.



Fácil de colocar. ¡En segundos!



El motor más ligero.



MOTOR DE AYUDA AL ACOMPAÑANTE



EVITA SOBRESFUERZOS, PRUEBA POWER PACK PLUS

NUEVO MANDO
MÁS COMPLETO
Y FÁCIL DE MANEJAR

ADAPTACIÓN
AL 99% DE
LAS SILLAS

¡RESISTENTE!
SOPORTA HASTA
159KG*

TEYDER®


* Sin pendiente.



Montaje rápido y fácil.



Adaptable al 99% de sillas del mercado.



Nuevo mando, más completo, más intuitivo y más fácil de usar.

- Indicador de carga de batería.
- Control de velocidad.
- Bocina incorporada.
- Control de marcha adelante o hacia atrás.
- Led encendido / apagado.
- Pin antirrobo de seguridad.



Posicion de plegado cuando no está en uso.



Doble rueda para mayor estabilidad.



Se adapta a sillas de 35 a 50 cm.



Marcha adelante y marcha atrás.



Incluye funda de protección del motor.

	1452CM
Dimensiones	300 mm (largo) x 200 mm (ancho) x 245mm (alto)
Peso máximo soportado	159 Kg. (sin pendiente) / 136Kg. (con 10°)
Motor	DC 12V / 120 W - 300 W
Baterías	12V / 20 Ah
Autonomía	Hasta 16 Km.*
Peso	13,2 Kg. / 6,4Kg. (sin baterías)
Pendiente máxima	10°
Colores	Negro

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y de las condiciones de uso.

 **TEYDER**[®]

Tel. 93 381 90 11

E-mail: pedidos@teyder.com - www.teyder.com