



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Reposacabezas plegable

ref: PLCAB

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/accesorios-movilidad/reposacabezas-plegable>



Reposacabezas universal plegable para silla de ruedas. Solo apto para sillas con el tubo de los puños de Ø 22 mm.

Se monta fácilmente sobre una silla de ruedas y se pliega al mismo tiempo que la silla sin necesidad de desmontarlo. **Solo apto para sillas con el tubo de los puños de Ø 22 mm.**





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

