



3G

Andador para interior

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com



ANDADOR PLEGABLE PARA INTERIORES CON ASIENTO

El andador con asiento 3G, está fabricado en aluminio, material ligero que permite un uso continuado por parte del usuario.

Está diseñado con un sistema de fácil plegado que permite ahorrar espacio en interiores y transportarlo cómodamente. Tiene un cómodo asiento de 39 cm de ancho y 19,5 cm de profundidad.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ancho total | 56 cm |
| Ancho entre ruedas traseras | 41,5 cm |
| Profundidad total | 50 cm |
| Profundidad plegado | 22 cm |
| Alto total (regulable) | 92,5 - 98,5 cm |

Peso

| | |
|-----------------------|---------|
| Peso total | 2,60 kg |
| Peso máximo soportado | 100 kg |

| | |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

| | |
|-------|-------|
| Color | Plata |
|-------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ancho del asiento | 39 cm |
| Profundidad del asiento | 19,5 cm |
| Alto del asiento al suelo | 58,5 cm |
| Tipo de asiento | Extraíble |
| Material del asiento | Acolchado |
| Color del asiento | Gris |

Ruedas

| | |
|-----------------------------|----------|
| Medidas ruedas delanteras | Ø13 cm |
| Ancho ruedas delanteras | 2,8 cm |
| Tipo de ruedas delanteras | Macizas |
| Tipo de ruedas traseras | Conteras |
| Número de ruedas delanteras | 2 |

Otras características

| | |
|----------|----|
| Plegable | Sí |
|----------|----|

DETALLES



Empuñaduras regulables en altura



Asiento extraíble



3G perfil



3G plegado