



Martinika

Silla de ruedas eléctrica plegable

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Martinika



SILLA UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE ÚNICA

La Martinika es la silla eléctrica ideal, por su diseño moderno, compacto, ergonómico y robusto. Gracias a la fácil desconexión de su motor, se puede propulsar perfectamente como si de una silla de ruedas manual se tratase. El motor queda libre sin aplicar ningún tipo de resistencia, lo que permite al acompañante empujar la silla sin ningún esfuerzo añadido.

Cuenta con dos motores de 180W y con la opción de 1 batería de litio de 18Ah o 2 de 15 Ah. El asiento mide 44 x 44 cm.

Tiene el mejor plegado del mercado, logra reducirse hasta los 35 cm de ancho.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	68 cm
Prof. total sin antivuelcos	98 cm
Prof. total con antivuelcos	99 cm
Prof. con reposapiés plegados sin antivuelcos	77 cm
Prof. con reposapiés plegados con antivuelcos	78 cm
Alto total	89,50 cm
Ancho total plegada	35 cm
Alto del asiento al suelo	48 cm

Peso

Peso total	24,60 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material

Aluminio

Color

Naranja / Plata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	44 cm
Profundidad del asiento	44 cm
Tipo de asiento	Acolchado transpirable
Material del asiento	Tela ignífuga

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	6 cm
Largo del reposabrazos	30 cm
Material del reposabrazos	Inyectado
Tipo de reposabrazos	Fijos

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales, fijos, abatibles
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo	45 cm
Alto del respaldo	40 cm
Tipo de respaldo	Partido
Material del respaldo	Acolchado con tensores

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 32 cm
Ancho ruedas delanteras	4,5 cm
Ancho ruedas traseras	5,5 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

Motor

Potencia motor	2 x 180 W
Batería	1 x 18 Ah / 2 x 15 Ah litio
Número de baterías	1 o 2
Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía	20 - 25 km (18 Ah) 35 - 40 km (2 x 15 Ah)
Cargador externo	3 Ah

Otras características

Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Joystick	Programable
Marcha atrás	Sí
Máx. pendiente de escalada	6°
Plegable	Sí
Ruedas antivuelco	Sí, extraíbles

