



La Palma

Scooter grande y fijo

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066


info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

La Palma



SCOOTER MEDIANO DE 4 RUEDAS DESMONTABLE

El scooter La Palma se caracteriza por su reducido tamaño y fácil desmontaje, permitiendo su transporte cómodamente en el maletero.

La profundidad total es de 119 cm, el ancho de 63 cm y la altura de 120 cm.

Lleva dos baterías de gel de 36 Ah que proporcionan una autonomía de 30 a 35 km aproximadamente o 2 de 50 Ah (40 - 45 km).

El motor es de 500W permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 8 km/h.

El asiento es giratorio, regulable en profundidad y el reposacabezas es regulable en altura. Tiene un completo juego de luces y retrovisores.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	63 cm
Profundidad total	119 cm
Alto total	120 cm
Alto del asiento al suelo	58 - 64 cm

Peso

Peso total	100 kg
Peso sin baterías	68,7 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material

Aluminio

Color

Rojo / Plata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	45 cm
Profundidad del asiento	47 cm
Tipo de asiento	Giratorio y desmontable
Material del asiento	Polipiel acolchado

Motor

Motor	500 W
Batería	2 x 36 Ah (gel) / 2 x 50 Ah (gel)
Número de baterías	2
Autonomía	30 - 35 (2 x 36 Ah) / 40 - 45 km (2 x 50 Ah)
Velocidad máxima	8 km/h
Cargador externo	5 Ah

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	29 cm
Ancho del reposabrazos	7 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles
Material del reposabrazos	Inyectado

Respaldo

Ancho del respaldo	44 cm
Alto del respaldo (reposacabezas regulable)	46 - 71 cm
Tipo del respaldo	Plegable
Material del respaldo	Polipiel acolchado

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 29 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 29 cm
Ancho ruedas traseras	8,5 cm
Ancho ruedas delanteras	8,5 cm
Tipo de ruedas	Macizas

Otras características

Altura máxima bordillos	10 cm
Claxon	Sí
Luces delanteras y traseras	Sí
Marcha atrás	Sí
Máxima pendiente de escalada	10°
Radio de giro	1540 mm
Ruedas antivuelco	Sí
Tipo de frenos	Electromagnéticos

