



Menorka

Scooter pequeño
y desmontable

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Menorka



SCOOTER DESMONTABLE CON AMORTIGUACIÓN

El scooter Menorka está diseñado para el uso en interiores o exteriores para personas con movilidad limitada hasta un peso máximo de 136 kg.

Es un scooter mediano muy versátil y cómodo gracias a su diseño ergonómico y asiento acolchado. Es desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento.

Cuenta con una estructura de 113 cm de largo, 54,5 cm de ancho y 98,5 cm de alto, permitiendo su desplazamiento por zonas estrechas cómodamente.

Tiene un motor de 220W que le permite alcanzar los 10 km/h.

Además, cuenta con dos baterías de gel de 38 Ah que proporcionan una autonomía de 30 a 40 km.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	54,5 cm
Profundidad total	113 cm
Alto total	98,5 cm
Alto del asiento al suelo	60 - 68 cm

Peso

Peso total	70,85 kg
Peso sin baterías	52,05 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material

Aluminio

Color

Rojo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	43 cm
Profundidad del asiento	43 cm
Tipo de asiento	Giratorio y desmontable
Material del asiento	Polipiel acolchado

Motor

Motor	220 W
Batería	2 x 38 Ah (gel)
Número de baterías	2
Autonomía	30 - 40 km
Velocidad máxima	10 km/h
Cargador externo	6 Ah

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	32 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles
Material del reposabrazos	Inyectado

Respaldo

Ancho del respaldo	43 cm
Alto del respaldo	38 cm
Tipo del respaldo	Fijo
Material del respaldo	Polipiel acolchado

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 19 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 21,5 cm
Ancho ruedas traseras	5,4 cm
Ancho ruedas delanteras	7 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

Otras características

Altura máxima bordillos	7 cm
Cesta delantera	Sí, extraíble
Claxon	Sí
Luces delanteras	Sí, led
Luces traseras	No, reflectores rojos
Marcha atrás	Sí
Máx. pendiente de escalada	6°
Radio de giro	1440 mm
Ruedas antivuelco	Sí
Tipo de frenos	Electromagnéticos

