



Kittos Travel

Silla de ruedas eléctrica

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

KITTOS TRAVEL



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

La Kittos Travel, es la silla de ruedas eléctrica más pequeña de la familia Kittos. Tiene un ancho total de 53,5 cm y un peso total sin baterías de 19,90 kg, estas dos importantes características hacen de la Kittos Travel una silla de ruedas muy ligera, estrecha y compacta. Disponible en color plata y con 2 baterías de 10Ah.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	53,5 cm
Profundidad total sin reposapiés	81 cm
Profundidad total con reposapiés	99,5 cm
Alto total	91,8 cm
Alto del asiento al suelo	46 cm
Alto del asiento al suelo con cojín	51 cm

Peso

Peso total sin baterías	19,90 kg
Peso total con 2 baterías de 10 Ah	24,05 kg

Peso máximo soportado

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Plata
-------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	42,5 cm
Profundidad del asiento	42 cm
Tipo de asiento	Removible
Material del asiento	Acolchado / espuma

Motor

Potencia del motor	2 x 200W
Batería	2 x 10Ah
Número de baterías	2
Autonomía	20-25 km
Velocidad máxima	6,5 km/h
Cargador externo	2Ah

Respaldo

Ancho del respaldo	40,5 cm
Alto del respaldo	50,5 cm
Tipo de respaldo	Fijo
Material del respaldo	Espuma

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	26,5 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles
Material del reposabrazos	Acolchado

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Plataforma plegable
Material del reposapiés	Aluminio

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø18,5 cm
Medidas ruedas traseras	Ø28,5 cm
Ancho ruedas delanteras	4,5 cm
Ancho ruedas traseras	4,5 cm
Tipo de rueda delantera	Maciza / Hinchable
Tipo de rueda trasera	Maciza / Hinchable

Otras características

Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Frenos	Frenos electromecánicos
Luces delanteras	No (Lightcare opcional)
Luces traseras	No (Lightcare opcional)
Marcha atrás	Sí
Plegable	Sí
Radio de giro	360°
Ruedas antivuelco	Sí
Ruedas de transporte	Sí
Suspensión	Sí



Ancho total 53,5 cm




Peso total sin baterías
19,90 kg



2 baterías de 10Ah



Conexión/desconexión
del motor (2 x 200W)



Silla plegable en
5 segundos