



PROTECTOR DE BARANDILLA



Descripción:

- Protector acolchado para barandillas de cama.
- Protege al paciente de golpes contra la barandilla e impide introducir los brazos y piernas entre las barras de las mismas.
- Costura a 60 mm del borde superior para doblar el protector sobre la barra superior de la barandilla.

Material:

- Foam de alta densidad.
- Tapicería IGNÍFUGA (M-2).
- Lavable con paño húmedo.
- Sujeción por 3 cintas con cierres de tridente ajustables.

Medidas:

- Largo: 1530 mm.
- Ancho: 380 mm.
- Grosor: 30 mm.

Referencias:

ATV-031: Protector de barandilla beige

ATV-030: Protector de barandilla gris