



## En el WC

Poder ir autónomamente al baño es algo crucial en una buena calidad de vida para la mayoría de personas, ya que uno puede sentirse incómodo al tener que recibir ayuda en algo tan íntimo.

Gracias a nuestras ayudas para el inodoro, ofrecemos mayores posibilidades para que las personas puedan arreglárselas de manera autónoma.

# Elevador de WC con patas Swift

Al igual que los otros productos de la familia Swift, este elevador de WC con patas está diseñado teniendo en mente la funcionalidad y la simplicidad. El elevador de WC con patas Swift tiene altura regulable. La protección antisalpicaduras está incorporada y los reposabrazos son desmontables.

## Estable y flexible

Además de la función de inodoro, puede usarse también como taburete de ducha. La construcción flexible, y a la vez estable, permite que las cuatro patas se sostengan con firmeza aunque el suelo sea desigual. El elevador de WC Swift puede ajustarse ligeramente en ángulo.

## Fácil manejo

El elevador de WC Swift es fácil de montar, manejar y limpiar. También resulta fácil ajustar la altura de las patas Swift, pues no se requieren herramientas. Su peso ligero hace que sea fácil moverlo.

El producto se entrega con embalaje plano.



Descripción	Artículo n°
Elevador de WC con patas Swift	8170 2020

<b>Dimensiones</b>	Ancho total: 56 cm
	Ancho de asiento: 54 cm
	Altura asiento mín. – máx. 42–57 cm
	Ancho entre los reposabrazos: 45 cm

**Material** Polipropileno y aluminio

**Peso** 3,9 kg

**Color** Gris

## Accesorios



**Respaldo** Artículo n°  
Gris 8400 5069



**Plata para el jabón** Artículo n°  
Gris 8020 9266

alkali pH min 6	max 85°C 3 min	max 185°F 3 min	max 130 kg 287 lbs

Limpie el producto con un agente limpiador sin disolventes (nivel de pH 6–9), o con una solución de desinfectante al 70%. Puede descontaminarse a un máx. 85 °C si así se requiere.