



Andador AIR-ON Plus

Ref. 0611.004X

- Fabricado en **acero** y termoplástico.
- Con **asiento**, **respaldo** y **cesta** de tela.
- **Ruedas traseras** con freno por presión.
- Empuñaduras ergonómicas y **regulables** en altura.
- **Plegable**.
- Ruedas fijas delanteras.
- Disponible en siete colores distintos.
- Accesorios: Fundas de asiento.

ALTO	LARGO	ANCHO	LARGO PLEGADO	ANCHURA INTERIOR	MEDIDAS ASIENTO	ALTURA ASIENTO
85 a 91 cm	56 cm	56 cm	20 cm	40 cm	40 x 26 cm	54 cm
DIÁMETRO RUEDA	PESO	RESISTENCIA				
2x15 2x7,5cm	4,000 kg	110 kg				