

## Andador ARA-C

Ref. 0601.03XX



- Fabricado en **aluminio** y termoplástico.
- Empuñaduras ergonómicas y **regulables** en altura.
- **Plegable**.
- Ruedas dobles fijas delanteras.
- Disponible en siete colores distintos.
- Accesorios: Puños de goma y fundas de asiento transpirable de colores:



ALTO	LARGO	ANCHO	LARGO PLEGADO	ANCHURA INTERIOR	MEDIDAS ASIENTO	ALTURA ASIENTO
83 a 95 cm	66 cm	57 cm	28 cm	39 cm	40 x 26 cm	57,5 cm
DIÁMETRO RUEDA	PESO	RESISTENCIA				
4 x 15 cm	3,220 kg	150 kg				