


# EMPAPADOR SUAVISEC



## DESCRIPCIÓN

Empapadores Suavisec reutilizables de 4 capas con alas excepto los empapadores de silla/sillón que utilizan cintas para ajustarse.

## REFERENCIA

205800

205802

205805

## MEDIDAS

205800 - 90 x 85cm

205802 - 105 x 85cm

205805 - 135 x 85cm

## COLORES

Blanco

## COMPOSICIÓN

Capa 1: Napa (50% algodón, 50% poliéster)

Capa 2: Celulosa

Capa 3: TST

Capa 4: Vinilo (70% PVC, 30% poliéster)

Alas: Terlenka (65% poliéster, 35% algodón)

## EFFECTOS Y VENTAJAS

Resiste 300 lavados.

Absorbente.

## MANTENIMIENTO

Lavar a mano o a máquina. Temperatura máxima 60°C. No usar suavizantes ni lejías cloradas, en todo caso lejías o limpiadores oxigenados.