


Ponemedias y calcetines de compresión 'Job'

H2092

<https://www.ayudasdinamicas.com/pone-medias-y-calcetines-de-compresion-job/>



Descripción

Diseñado para que personas con movilidad o fuerza limitada puedan ponerse las medias de compresión con facilidad. Ligero y compacto. El tubo recubierto de epoxy hace que las medias se deslicen fácilmente y sin hacer carreras.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H2092
ANCHO	20 cm
FONDO	5 cm
ALTO	35 cm