

Cojín elevador 'Power seat'

UL.500

<https://www.ayudasdinamicas.com/cojin-elevador-power-seat/>



Descripción



POWER SEAT es un cojín elevador

eléctrico que colocado en un asiento, sube y baja suavemente para ayudar a levantarse y sentarse. Una palanquita, que se puede colocar a derecha o izquierda, actúa como interruptor. Simplemente tirando de ella hacia arriba hace subir el asiento. Presionándola el asiento bajará, y en la posición intermedia parará el asiento en cualquier posición. Práctico para las personas que quieren seguir usando su sillón o butaca preferida. Útil para personas que ya tienen un sillón elevador pero necesitan una ayuda en otra habitación. Imprescindible para mantener la independencia de aquellos que viven solos y necesitan ayuda para levantarse de la silla o el sofá. Indicado para aquellas personas que necesitan ayuda para levantarse o sentarse.

Nota: Utilizar solamente en sillas o butacas que tengan al menos un reposabrazos para agarrarse. No se recomienda su uso en sillas de ruedas, automóviles, sillones reclinables o sillas de oficina con ruedas.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	UL.500
ANCHO ASIENTO	43 cm
FONDO ASIENTO	48 cm
ANCHO BASE	38 cm
FONDO BASE	41 cm