



HASTA 110KG
UP TO 110KG

ULTRALIGERA
ULTRALIGHTWEIGHT

ALUMINIO
ALUMINIUM



COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS
DARK BLUE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

- Estructura de aluminio plegable.
Aluminum folding frame.
- Reposabrazos acolchados fijos.
Padded armrests.
- Respaldo plegable.
Folding backrest.
- Súper ligera. Menos de 10Kg (sin reposapiés).
Ultralightweigh without legrest less than 10kg.
- Tapizado de nylon ignífugo y lavable.
Fireproof upholstery and washable nylon.
- Freno de acompañante con bloqueo.
Locking brakes included.
- Reposapiés extraíbles y/o plegables hacia el exterior.
Swing out footrests. Removable.
- Fácil de almacenar.
Easy to store.
- Bolsillo portaobjetos en respaldo.
Back pocket.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

1428SR

Peso soportado Weight Capacity	110 Kg.
Anchura asiento Seat Width	43 - 47 cm.
Peso bruto Item Weight	9,5 Kg. (sin reposapiés / without footrests)
Ruedas delanteras Castor	200 mm. Macizas / Solid
Ruedas traseras Rear Wheels	300 mm. Macizas / Solid
Reposabrazos Armrest	Acolchados, fijos. Fixed padded armrest.
Reposapiés Footrest	Extraíbles y/o abatibles hacia exterior. Swing out footrest.
Respaldo Backrest	Plegable. Folding backrest.

MEDIDAS / MEASURES



1428SR	43 cm.	96 cm.	92 cm.	52 cm.	41 cm.	45 cm.	41 cm.	110 Kg.	9,5 Kg.
	47 cm.			57 cm.					10 Kg.