



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas ligera aluminio 'Mini Transfer'

PL80

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ruedas-ligera-aluminio-mini-transfer/>



Descripción

La silla de ruedas MINI TRANSFER es ligera, portátil, compacta y se pliega fácilmente. De hecho una vez plegada no hay siquiera necesidad de desmontar los reposapiés, quedando tan compacta, que cabe incluso en maleteros pequeños. Súper estrecha y maniobrable en espacios reducidos, desde 52 cm de ancho total pasa por estrechos pasillos o puertas por donde no pasan sillas convencionales.



Segura y muy práctica para el acompañante que puede accionar los frenos desde los puños cuando empuja la silla. Tanto las ruedas traseras de 300 mm como las delanteras de 200 mm son antipinchazos.

- Respaldo abatible
- Solo pesa 11 kg
- Fabricada en aluminio



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	PL80A41	PL80A45
ANCHO ASIENTO	41 cm	45 cm
ANCHO INTERIOR ENTRE BRAZOS	35 cm	40 cm
ALTO ASIENTO SUELO	50 cm	50 cm
FONDO ASIENTO	41 cm	41 cm
ALTO RESPALDO	41 cm	41 cm
ANCHO TOTAL	52 cm	57 cm
FONDO TOTAL	90 cm	90 cm
ALTO TOTAL	95 cm	95 cm

Accesorios



Reposapiés elevable derecho



Reposapiés elevable izquierdo