



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla de aluminio Gades GAP

AGG

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-aluminio-gades-gap/>



Descripción

Silla muy ligera, fabricada en aluminio, soporta 130 kg. Se adapta a las necesidades de sedestación de cada usuario. La silla Gades Gap permite múltiples regulaciones para adaptarse a la mayoría de usuarios. El asiento se regula en altura y profundidad, altura de los reposabrazos, puños regulables en altura, respaldo regulable en tensión...



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



CARACTERÍSTICAS

- Chasis de aluminio resistente a la corrosión.
- Ruedas traseras de 24 " con cubiertas de PU
- Llanta y aro de aluminio
- Eje trasero de liberación rápida (quick release),
- Regulación del centro de gravedad de la silla
- Ruedas delanteras de 7" con cubiertas de PU
- Reposabrazos elevables y desmontables
- Reposabrazos de PU, ajustable en longitud (Escritorio / Largo) y regulables en altura (3 cm)
- Puños regulables en altura
- Asiento regulable en altura de 46 a 51cm
- Reposapiés abatibles y desmontables, con soportes de talón
- Respaldo regulable en altura de 39 a 48cm



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Respaldo regulable en tensión (Bandas de Velcro)
- Plataforma de reposapiés regulable en ángulo
- Profundidad del asiento ajustable (40/44 cm)

Empuñaduras y respaldo

Los puños son regulables en altura para adaptarse a las diferentes estaturas del acompañante. Es una gran ayuda para empujar la silla en una posición correcta.

El respaldo es regulable en tensión con 5 tiras con velcro y también se puede regular en altura de 39 a 48 cm.



Reposabrazos

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.

- Altura regulable de 22 a 25 cm
- Largo regulable (Escritorio/Largo)
- Blandos y confortables
- Abatibles y desmontables



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



TAMBIÉN DISPONIBLE CON RUEDA TRASERA PEQUEÑA 12" (300 mm)



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Código	Descripción	Rueda (mm)	Talla Asiento (cm)	Profundidad Asiento (cm)	Altura Asiento (cm)	Altura Respaldo (cm)	Reposabrazos Regulables en altura (cm)	Ancho Total (cm)	Altura Total (cm)	Largo Total (cm)	Peso Máximo (kg)
AGG39	SILLA GADES GAP	24" (610)	39	40 / 44	46 / 48,5 / 51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	59	94,5	106 / 108	130
AGG39T	SILLA GADES GAP	12" (300)	39	40 / 44	51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	56	94,5	106 / 108	130
AGG42	SILLA GADES GAP	24" (610)	42	40 / 44	46 / 48,5 / 51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	62	94,5	106 / 108	130
AGG42T	SILLA GADES GAP	12" (300)	42	40 / 44	51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	59	94,5	106 / 108	130
AGG45	SILLA GADES GAP	24" (610)	45	40 / 44	46 / 48,5 / 51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	65	94,5	106 / 108	130
AGG45T	SILLA GADES GAP	12" (300)	45	40 / 44	51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	62	94,5	106 / 108	130
AGG48	SILLA GADES GAP	24" (610)	48	40 / 44	46 / 48,5 / 51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	68	94,5	106 / 108	130
AGG48T	SILLA GADES GAP	12" (300)	48	40 / 44	51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	65	94,5	106 / 108	130
AGG51	SILLA GADES GAP	24" (610)	51	40 / 44	46 / 48,5 / 51	39 a 48	22 / 23,5 / 25	71	94,5	106 / 108	130

ACCESORIOS

AGR1 REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO SILLA GADES

AGR2 REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO SILLA GADES

AGR3 REPOSAPIES AMPUTADO DERECHO SILLA GADES

AGR4 REPOSAPIES AMPUTADO IZQUIERDO SILLA GADES

AGR5 CINTURON PARA SILLA GADES



total



máximo

