



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Silla Gades VARIO

AGV

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-gades-vario-2/>



## Descripción

La más resistente y duradera, soporta 130 kg. Se adapta a las necesidades de sedestación de cada usuario. La silla Gades Vario permite múltiples regulaciones para adaptarse a la mayoría de usuarios. El asiento se regula en altura y profundidad, altura de los reposabrazos, etc...



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## CARACTERÍSTICAS

- Chasis de acero de tubo de diámetro 25mm con recubrimiento en polvo
- Ruedas traseras de 24 " con cubiertas de PU
- Llanta y aro de aluminio
- Eje trasero de liberación rápida (quick release),
- Regulación del centro de gravedad de la silla
- Ruedas delanteras de 7" con cubiertas de PU
- Reposabrazos elevables y desmontables
- Reposabrazos de PU, ajustable en longitud (Escritorio / Largo) y regulables en altura (3 cm)
- Asiento regulable en altura de 46 a 51cm
- Reposapiés abatibles y desmontables, con soportes de talón
- Profundidad del asiento ajustable (40/44 cm)

## Reposabrazos

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

- Altura regulable de 22 a 25 cm
- Largo regulable (Escritorio/Largo)
- Blandos y confortables
- Abatibles y desmontables



**TAMBIÉN DISPONIBLE CON RUEDA TRASERA PEQUEÑA 12" (300 mm)**



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Descripción	Rueda (mm)	Talla Asiento (cm)	Profundidad Asiento (cm)	Altura Asiento (cm)	Altura Respaldo (cm)	Reposabrazos Regulables en altura (cm)	Ancho Total (cm)	Altura Total (cm)	Largo Total (cm)	Peso Máximo (kg)
AGV39	SILLA GADES VARIO	24" (610)	39	40 / 44	46 / 48,5 / 51	43	22 / 23,5 / 25	59	94,5	106 / 108	130
AGV39T	SILLA GADES VARIO	12" (300)	39	40 / 44	51	43	22 / 23,5 / 25	56	94,5	106 / 108	130
AGV42	SILLA GADES VARIO	24" (610)	42	40 / 44	46 / 48,5 / 51	43	22 / 23,5 / 25	62	94,5	106 / 108	130
AGV42T	SILLA GADES VARIO	12" (300)	42	40 / 44	51	43	22 / 23,5 / 25	59	94,5	106 / 108	130
AGV45	SILLA GADES VARIO	24" (610)	45	40 / 44	46 / 48,5 / 51	43	22 / 23,5 / 25	65	94,5	106 / 108	130
AGV45T	SILLA GADES VARIO	12" (300)	45	40 / 44	51	43	22 / 23,5 / 25	62	94,5	106 / 108	130
AGV48	SILLA GADES VARIO	24" (610)	48	40 / 44	46 / 48,5 / 51	43	22 / 23,5 / 25	68	94,5	106 / 108	130
AGV48T	SILLA GADES VARIO	12" (300)	48	40 / 44	51	43	22 / 23,5 / 25	65	94,5	106 / 108	130
AGV51	SILLA GADES VARIO	24" (610)	51	40 / 44	46 / 48,5 / 51	43	22 / 23,5 / 25	71	94,5	106 / 108	130

## ACCESORIOS

AGR1	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO SILLA GADES
AGR2	REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO SILLA GADES
AGR3	REPOSAPIES AMPUTADO DERECHO SILLA GADES
AGR4	REPOSAPIES AMPUTADO IZQUIERDO SILLA GADES
AGR5	CINTURON PARA SILLA GADES



total



máximo

