



Mykonos II

Silla de ruedas
eléctrica

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066


info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Mykonos II



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA VERSÁTIL Y DINÁMICA

Dispone de un chasis compacto que le otorga una mayor versatilidad y agilidad. Es la silla más estrecha de la gama con una anchura máxima de 58 cm y una longitud total de 104 cm. El ancho y profundidad del asiento puede personalizarse entre los 35 y los 48 cm. Sus reposapiés son regulables en altura y abatibles y el respaldo es ajustable en altura.

Tiene dos motores de transmisión trasera con potencia de 420W y 4600rpm. Cuenta además con 2 baterías de gel de 50Ah, permitiéndole una autonomía de 20 a 25 km y una velocidad máxima de 8 km/h.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	58 cm
Profundidad total sin reposapiés con antivuelcos	78,5 cm
Profundidad total	104 cm
Alto total	90 cm
Alto del asiento al suelo	57,5 cm

Peso

Peso total	47 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Blanco / Azul
-------	---------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (regulable)	35 a 48 cm
Profundidad del asiento	42 cm
Tipo de asiento	Regulable en ancho y en profundidad
Material del asiento	Acolchado de tela ignífuga

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	6,5 cm
Largo del reposabrazos	35,5 cm
Material del reposabrazos	Injectado
Tipo de reposabrazos	Regulable

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales y abatibles
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo	46 cm
Alto del respaldo	36 cm
Tipo de respaldo	Partido
Material del respaldo	Acolchado con tensores

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 32 cm
Ancho ruedas delanteras	5 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

Motor

Potencia motor	2 x 420 W
Batería	2 x 50 Ah (gel)
Número de baterías	2
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	20 - 25 km
Cargador externo	5 Ah

Otras características

Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Joystick	Programable
Marcha atrás	Sí
Máx. pendiente de escalada	8°
Ruedas antivuelco	Sí

