



Ayudas Dinámicas

adas
grup



COLCHÓN VISCOELÁSTICO **COMBIFLEX** AD954

Colchón de 200x90x15cm. para la profilaxis de la úlceras de decúbito, previene la aparición de las llagas en las personas encamadas durante largos periodos de tiempo.



Fabricado en espuma viscoelástica de 80 Kg./m³, con efecto memoria, es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón sumamente cómodo. Con base de espuma HR.



Canales de circulación del aire: Los canales que hay entre los bloques, permiten la circulación del aire facilitando la oxigenación de la piel.



Funda integral de poliuretano: Incorpora una funda fabricada en poliuretano, hipoalérgico, anti-bacterial, anti-gérmenes y anti-hongos. Transpirable e impermeable a los líquidos y con base anti-deslizante.