

GRÚA WINN' MOTION 175

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- **Grúa adaptada** para los pacientes que pesan hasta 175 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo y se eleva hasta 1,74 m.
- **Confort:** una amplia gama de arneses acolchados.
- **Robusta:** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal

Práctica:


- Ligera y compacta para domicilios y colectividades.
- Fácil de desmontar en 2 partes.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles.
- Peso: 35,8 kg.
- Rotación de la percha de 360°.
- Nuevo diseño ruedas (opción).



Nuevo diseño (opción)

Seguridad:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones con el sistema anti-salida.
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado.
- Alarma sonora: indicación de batería baja.
- Sistema anti-atrapamiento.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	EQUIPO ELÉCTRICO	PESO
Winn'Motion 175	L0900	50	174	110	70	80	12	175 Kg	7,5 cm	10 cm	ISO 10535 EN 12182	Linak IP54	35,8 Kg

Una garantía de:

- 5 años para la estructura y los componentes eléctricos*
- 1 año para las baterías*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

Fabricado por



WINNCARE
S p a i n