



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla con ruedas de ducha

ref: AD545C

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-con-ruedas-de-ducha>



Práctica silla multiusos, fabricada en aluminio, muy resistente y totalmente inoxidable. Lleva cuatro ruedas de 125 mm de diámetro y las traseras, con freno.

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento	Altura respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
AD545C	45 cm	34 cm	47 cm	40 cm	52 cm	62 cm	85 cm