



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla basculante 'Juditta'-

BS-

[https://www.ayudasdinamicas.com/silla-basculante-juditta-/](https://www.ayudasdinamicas.com/silla-basculante-juditta/)



Vídeo disponible en  
[ayudasdinamicas.com](https://www.ayudasdinamicas.com)



### Descripción

Esta silla es la alternativa a la cama; está indicada para adultos y personas mayores que precisan estancias prolongadas o permanentes en la cama. Este sistema para estar sentados está recomendado a personas con cualquier tipo de discapacidad, incluso para los casos más severos. Permite adoptar una posición cómoda, proporciona estabilidad y previene malas posturas. Sillas homologadas para ser transportadas en un vehículo.



**Respaldo ergonómico**

Se adapta a las formas del usuario. La singular forma del respaldo alinea bien el tronco y no genera ninguna presión sobre la columna vertebral. También proporciona un alto grado de estabilidad sin la necesidad de soportes laterales. Al acomodarse a las formas del usuario, previene contracturas y deformidades. Respaldo de altura regulable para adaptarse a las diferentes dimensiones y necesidades.



**Reposacabezas multi regulable**

La estructura y dimensiones del reposacabezas proporciona estabilidad al usuario sin limitar los movimientos laterales de la cabeza. Sigue la forma del respaldo, asegurando el correcto alineamiento entre la cabeza y el tronco. Los ajustes mejoran la

orientación visual del sujeto y por ende, su percepción y relación con el entorno.



#### **Soporte higiénico que transpira**

Los materiales del asiento y el respaldo transpiran permitiendo la circulación del aire y manteniendo un microclima óptimo para el paciente.

#### **Reposacabezas anti-bacterias**

Fabricado con un material especial, de célula cerrada, altamente resistente a los agentes químicos externos.

#### **Higiénico y duradero, además de cómodo y transpirable**

El asiento y respaldo están recubiertos de un material semielástico ignífugo. Resistente, transpirable y antideslizante.

#### **Confortable... Óptimo reparto de las presiones**

El peso está bien repartido entre el asiento y el respaldo, evitando incrementos de presión en la zona del isquion.

La forma especial del sistema de sentado y su original diseño impiden presionar sobre la columna.



#### **Bascular y reclinar**

La basculación y reclinación del respaldo permite adoptar la posición de soporte ideal. Permite variar los puntos de presión y previene la aparición de úlceras por presión. El material semielástico del asiento y el respaldo y su diseño especial, perfila la



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

anatomía del usuario, adaptándose sin generar presión ni roce.

**BS 12**

Diseñada para ser usada en interiores. Basculante y respaldo reclinable. Con 4 ruedas de 125mm las traseras con freno.

**BS 30**

Ruedas delanteras de 200mm y traseras de 300mm. Frenos de tambor accionados por un mando a los pies.

**BS 60**

Silla autopropulsable para usuarios con mayor independencia. Ruedas delanteras de 200mm y traseras de 550mm, con aros y frenos.

**3 MODELOS: DISPONIBLES EN TRES TAMAÑOS DE RUEDAS**

