



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas eléctrica plegable R500

R500

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ruedas-electrica-plegable-r500/>



Descripción

La silla de ruedas eléctrica plegable R500 tiene unas dimensiones muy compactas, con un ancho total de tan solo 60 cm y un largo sin reposapiés de 81 cm.

Su sistema de plegado rápido permite transportarla en la mayoría de los vehículos. Todo esto hace que sea una silla ideal para viajar con ella a cualquier lugar, dando una total autonomía a su usuario.

Incorpora batería de Litio de 20Ah con una autonomía aproximada de 20km. La batería es extraíble y permite la carga fuera de la silla. También incorpora otro cargador para realizar la carga directamente al Joystick/mando.

Motores brushless (sin escobillas) potentes de 250W. Ofrecen mayor rendimiento y vida útil.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Cojín de **espuma viscoelástica** de **80kg/m³**. Con funda de poliuretano (impermeable y transpirable) de serie.

DATOS TÉCNICOS:

SUPER ESTRECHA SOLO 60cm.



Motores sin escobillas de 250W

Ancho total	60 cm.
Largo sin reposapiés	81 cm. (98 cm. con)
Dimensiones plegada	80*60*40 cm.
Asiento	Visco 42*42 cm.
Altura del respaldo	45 cm.
Ruedas traseras	12" (300 mm.)
Ruedas delanteras	8" (200 mm.)
Pendiente máxima	10º
Autonomía (aprox.)	20 km.
Peso total	28 kg. (3,5kg batería)
Batería	24V 20Ah Li-ion
Peso máximo	100 kg.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



60 cm



total



máximo